

Secosol®



DAS EINLAGENSYSTEM FÜR SICHERHEITSSCHUHE

EINS FÜR ALLE

EIN SYSTEM MIT VIELEN MÖGLICHKEITEN:

Für alle Probleme die richtige Einlage, für jede Lösung der richtige Bausatz.

70% MARKTANTEIL

BAUMUSTERGEPRÜFT UND ZERTIFIZIERT:

Über **3.300** Schuhmodelle von mehr als **50** Herstellern.

FAIRE PREISE

KOMPLETTER EINLAGEN-ROHLING SCHON AB:

25,52 €
netto VK

NICHT ALLE KÖNNEN KONFORM- WIR SCHON!



Sicherheitsschuhe und orthopädische Einlagen müssen seit Einführung der DGUV Regel 112-191 im Jahr 2007 höchste Anforderungen sowohl hinsichtlich ihrer orthopädischen Funktion als auch ihres Komforts erfüllen.



Secosol® unser Einlagensystem für Sicherheitsschuhe ist das umfangreichste, hochwertigste und individuellste Versorgungskonzept am Markt und bietet Ihnen Lösungen, unabhängig von Ihrem Fertigungsverfahren, an.



Gemeinsam mit Prüf- und Forschungsinstituten, Universitäten sowie Experten für Arbeitsschutz entwickeln wir seither Technologien und Versorgungskonzepte, um schmerzfreies Gehen und Stehen im Berufsalltag zu ermöglichen bzw. Folgeschäden am Bewegungsapparat vorzubeugen.



Es ist vom Prüf- und Forschungsinstitut Pirmasens e.V. (PFI) und dem TÜV Rheinland für über 3.300 Sicherheits- und Berufsschuhe zertifiziert und baumustergeprüft. Es entspricht den Anforderungen der „Berufsgenossenschaftlichen Regeln für Sicherheit und Gesundheit (PSA) bei der Arbeit“ (DGUV Regel 112-191) und ist auch ÖNorm-konform.

Kurz gesagt, Sie brauchen nur
Secosol® – EIN SYSTEM FÜR ALLE!

SECOSOL® – EINE MARKE VON



Hartmann

Orthopädie+Sport

BAUMUSTERGEPRÜFT, ZERTIFIZIERT UND KONFORM:

Secosol®



Unsere Produkte haben alle Tests der Baumusterprüfung bestanden:



Energieaufnahme im Fersenbereich



Antistatik



Drucktest der Zehenschutzkappe



Stoßtest der Zehenschutzkappe



Trennkraft der Sohle



Abriebtest der Textilien



Und erfüllen damit alle erforderlichen Regeln und Vorschriften!



MIT SECOSOL® ZERTIFIZIERT: ÜBER 3.300 MODELLE VON ÜBER 50 HERSTELLERN



SECOSOL® SCHUHFINDEr – ÜBERBLICK VERSCHAFFT DURCHBLICK

Alle – mit Secosol® zertifizierten Schuhe – finden Sie übersichtlich auf unserem Portal:

www.insole-world.com/schuhfinder



- » Detaildarstellung für jeden Schuh, nach Herstellern sortiert
- » Übersicht aller wichtigen Informationen und Hinweise
- » direkte Downloadmöglichkeit für Konformitätserklärungen und Fertigungsanweisungen

FÜR ALLE PROBLEME DIE RICHTIGE EINLAGE – FÜR JEDE LÖSUNG DER RICHTIGE BAUSATZ

DYNAMIC

INNOVATIV | DREISTUFIG | EINFACH & SCHNELL ZU VERARBEITEN



- » Schale, Polster und Decke sind bereits fertig verklebt
- » Hohes Maß an Passgenauigkeit & Komfort
- » 35° Einlagenkern
- » Effektiver Stoßabsorber in der Fersenschale
- » Thermoplastisch verformbar
- » Erhältlich in Einzelgrößen 35–50
- » Mit den geprüften Secosol® Aufbaumaterialien individuell veränderbar

FAIRE • 34,85 €
PREISE • netto VK

KIT

FLACHE DECKE | EINFACH ZU VERARBEITEN | INDIVIDUELL ANPASSBAR




- » Thermoplastisch verformbar
- » Erhältlich in Doppelgrößen 35/36–49/50
- » Unterteil aus unserem bewährten EVA 35° ±5 Shore
- » Pelotte im Set enthalten
- » Wahl zwischen Textil- oder EVA-Decke

FAIRE • bereits ab
PREISE • 25,52 €
netto VK erhältlich

FRÄSROHLINGE

Wir bieten Ihnen ein breites Spektrum an Fräsrohlingen für Ihr CAD/CAM-System, von einzelnen Rohlingen bis hin zur Platte.

FORMEN



Form 5: Rechteck Standard, 265 x 350 mm

Form 6: Fräsplatte, 1000 x 350 mm

Form 7: Fräsplatte, 1000 x 700 mm



FAIRE PREISE • bereits ab **37,87 €**
netto VK erhältlich

TIEFZIEHROHLINGE

Für alle orthopädischen Schuhmacher, die ihre Kunden konventionell über einen Gips oder Einlagenholz versorgen möchten.

- » Erhältlich in zwei Größen (bis Größe 43 und bis Größe 50)
- » Decke und Aufbaumaterial aus EVA
- » Thermoplastisch verformbar

Weitere Informationen zu unseren Produkten finden Sie auf:
www.insole-world.com



FAIRE PREISE • bereits ab **36,45 €**
netto VK erhältlich

FRÄSZENTRUM

**HOCHMODERN | EFFIZIENT |
HÖCHSTE QUALITÄTSSTANDARDS**

Mit unserem hochmodernen Maschinenpark sind wir in der Lage Einlagen jeglicher Art schnell, effizient und nach höchsten Qualitätsstandards für Sie zu fräsen. Wir agieren für Sie als Fräszentrum und sind nahezu unabhängig welches System Sie verwenden um Ihre Einlagen zu konstruieren oder zu fräsen.




FAIRE PREISE • bereits ab **51,10 €**
netto VK

SICHERN SIE SICH SATTE RABATTE

BONUSSTAFFELUNG MIT SOFORTRABATT

Als Orthopädiefachgeschäft erhalten Sie ab einem bestimmten Gesamtjahresumsatz (Secosol®/Miosol®/Material) im Folgejahr Sofortrabatte auf **alle** Bestellungen.



ZUSATZRABATTE

Obendrauf gewähren wir Ihnen **weitere Rabattstaffeln** bei Einzelbestellungen.

TOP-KONDITIONEN MIT LIEFERANTENVERTRAG

Schließen Sie einen Lieferantenvertrag mit uns ab und profitieren Sie von weiteren Vorteilen und Rabatten.

MEHR GEHT NICHT: WERDEN SIE PREMIUMPARTNER UND PROFITIEREN SIE VON:

- » attraktiven Einkaufskonditionen
- » Lager-Outsourcing
- » Sonderrabatte bei Schulungen
- » sowie unserem Marketing Knowhow, wir unterstützen Sie bei Ihren eigenen Marketing- und Werbeaktivitäten (angefangen bei der Ladenausstattung über Werbematerial bis hin zur Personalisierung Ihrer Produkte mit Ihrem Logo und Design)

ZUSAMMEN MEHR EREICHEN

**Sie haben Fragen zu diesen Themen?
Rufen Sie uns an (02770/27113-0), wir beraten Sie gern!**

**RABATTE
BIS ZU
25%
MÖGLICH!**

NEUE KUNDEN: DIE GANZE FIRMA! NICHT NUR EINEN MITARBEITER VERSORGEN, SONDERN ALLE – **WIR UNTERSTÜTZEN SIE**

In Zeiten von Fachkräftemangel werden die Themen „betriebliches Gesundheitsmanagement“ und „betriebliche Gesundheitsförderung“ für Unternehmen immer wichtiger. Auch bei Arbeitnehmern steht die Gesundheit und „wohlfühlen“ am Arbeitsplatz immer weiter oben bei der Suche nach einem Arbeitgeber. Unternehmen sind gefordert, diesem

Anspruch gerecht zu werden. Nutzen Sie diese Chance und versorgen Sie ganze Firmen mit nur einem Einlagensystem: Secosol®.

Wir stehen Ihnen, mit unseren Produkten, mit mobilen Vermessungssystemen und unserem Knowhow aus jahrelanger Erfahrung, dabei gerne zur Seite.



MySECOSOL WIR GESTALTEN IHRE EINLAGE – DAMIT SIE SICHTBAR WERDEN

Mit MySecosol haben Sie die Möglichkeit, Einlagen für Ihre Firma zu personalisieren. Bewerben Sie Ihr Unternehmen mit einer individualisierten Textilde-

cke und präsentieren Sie dem Kunden Ihre spezielle Kompetenz im Bereich der Berufs- und Sicherheitschuhe.

Dazu bieten wir Ihnen zwei Varianten:

VARIANTE 1:

IHR LOGO IM FERSENBEREICH DER BEZUGSDECKE



- » Schon bei geringer Abnahmemenge möglich
- » ohne Mehrkosten für Sie!

VARIANTE 2:

IHR EIGENES DESIGN KOMPLETT AUF DER BEZUGSDECKE



- » Unverwechselbar gegenüber dem Wettbewerb

UNTERSTREICHEN SIE IHRE KOMPETENZ MIT KUNDENBINDUNG DURCH WIEDERERKENNUNG



Durch die Anbringung des Logos im Fersenbereich, sind Sie für den Träger der Schuhe jedes Mal sichtbar, sobald er die Schuhe anzieht. Die Frage „Wo hatte ich die Einlagen her?“ wird so von selbst beantwortet oder taucht gar nicht erst auf.

SO GEHT KUNDENBINDUNG.

MARKETING VON A BIS Z – ALLES NACH IHREN WÜNSCHEN

PROFESSIONELLE MARKETING-MATERIALIEN | INDIVIDUELL | PRINT & DIGITAL

Von A wie Aufkleber über L wie Ladenausstattung bis Z wie Zeitungsanzeige. Unser Marketingteam freut sich auf die Umsetzung Ihrer Marketingthemen. Sie würden gern Ihr Logo verändern/neu gestalten lassen? Auch hier sind wir der richtige Ansprechpartner für Sie – natürlich zu fairen Preisen!



Basispakete zur Versorgung von Sicherheitsschuhen –
baumustergeprüft und konform gemäß DGUV 112-191 Ö-Norm Z1259

medi

Auf Basis von digitalen
Fußdaten gefräst



medi CAD®
Secosol®

Bausatz



Secosol®
Complete Kit

Verklebte Textildecke



Secosol®
Complete+ ortho

Secosol-Einlagenrohlinge
erhalten Sie auch bei medi.

Sie wollen mehr erfahren?
Einfach den QR-Code scannen
oder medi.biz/secosol
im Browser aufrufen.



medi. ich fühl mich besser.

Matthias Hartmann
Orthopädie + Sport GmbH

Schelde-Lahn-Straße 20
35713 Eschenburg-Hirzenhain
Tel. 02770 27113-0
Fax 02770 27113-29

www.hartmann-os.com

SECOSOL® – EINE MARKE VON



Hartmann

Orthopädie+Sport

www.secosol.de